


Anti-Phospho-Eif4B-S422 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23588

Artikelnummer: CM0000632



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes EIF4B, phosphoryliert an S422. Validiert für Western Blot und ELISA, erkennt ausschließlich humanes EIF4B mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 69 kDa. Ideal für Studien zur Translationsinitiierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EIF4B-S422 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF-4B; PRO1843; Phospho-EIF4B-S422
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1975
Gen ID	1975
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S422 von humanem EIF4B (NP_001408.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P23588
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel