

Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T70 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0000495



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen eIF4EBP1 (Thr70). Validiert in WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsinitiation, der mTORC1-Signalübertragung und der Insulinwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4EBP1-T70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Spezies	Mensch
Menschliche Gen-ID	1978
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T70 von humanem Phospho-eIF4EBP1-T70 (NP_004086.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel