


Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1222 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21860

Artikelnummer: CM0001760



Einführung

Phospho-ErbB3/HER3-Y1222 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichem ErbB3. Zielt auf Phosphorylierung an Y1222 ab, ideal für phosphospezifische Nachweise in HER3-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ErbB3/HER3-Y1222 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2065
GenID	2065
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um Y1222 von menschlichem ERBB3 (P21860).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21860
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel