


Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1 (S15) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0001473



Einführung

Phospho-HSP27/HSPB1 (S15) Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit menschlichem HSP27. Ideal für die Forschung zu Stressreaktion, Chaperonen und Aktin-Organisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3315
GenID	3315
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S15 von menschlichem HSP27/HSPB1 (NP_001531.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel