

Anti-Phospho-Irs1-S612 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Artikelnummer: CM0000646



Einführung

Phospho-IRS1-S612 Kaninchen-pAb erkennt spezifisch IRS1, das an Serin 612 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Insulinsignalisierung und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-IRS1-S612 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3667
GenID	3667
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S612 von menschlichem IRS1 (NP_005535.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35568
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eisbeutel