

Anti-Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

Artikelnummer: CM0001391



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper, der aktiviertes JNK1/2/3 (Thr183/Tyr185 und Thr221/Tyr223) erkennt. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Stress- und Apoptose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	JNK1/2/3; SAPK; Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Spezies	Human
GenelD (Human)	5599/5601/5602
GenelD	5599/5601/5602
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45983/P45984/P53779
Proteingewicht	48kDa/52kDa
Versand	Eisbeutel