

Anti-Phospho-Mek1-S298 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0000967



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes MEK1 (S298), validiert für WB, IP, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum MAPK/ERK-Signalweg und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-MEK1-S298 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S298
Spezies	Mensch
Gen-ID	5604
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S298 von humanem MEK1 (NP_002746.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eispackung