


Anti-Phospho-NdrG1 (T346) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92597

Artikelnummer: CM0001878



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Phospho-NDRG1 (T346) für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt den stressresponsiven Tumorsuppressor NDRG1, der an Threonin 346 phosphoryliert ist. Validiert für Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-NDRG1-T346 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
Spezies	Mensch
Gen-ID	10397
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T346 von humanem NDRG1 (NP_001128714.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92597
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel