

Monoklonaler Anti-Phospho-P38 Mapk (T180) Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Artikelnummer: CM0001036



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes p38 MAPK (Thr-180), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung von stressaktivierter MAP-Kinase-Signalübertragung, Entzündung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p38 MAPK-T180 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T180 des menschlichen p38 MAPK (NP_620581.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel