


Anti-Phospho-Pdgfrb (Tyr751) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09619

Artikelnummer: CM0001646



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper spezifisch für phospho-PDGFRB (Tyr751). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der PDGFRB-Signalgebung bei der kardiovaskulären Entwicklung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-PDGFRB-Y751 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y751
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5159
GenID	5159
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y751 des menschlichen PDGFRB (NP_002600.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09619
Proteinmasse	124 kDa
Versand	Eispackung