

Anti-Phospho-Pkc Alpha-T638 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P17252

Artikelnummer: CM0001410



Einführung

Phosphospezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der menschliches PKC α erkennt, phosphoryliert an Thr638. Ideal für Western Blot und ELISA, ermöglicht die präzise Analyse der PKC α -Aktivierung in der Krebs-, Apoptose- und kardiovaskulären Signalgebungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PKC alpha-T638 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5578
Gen-ID	5578
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T638 von menschlichem PKC alpha.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17252
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel