


Anti-Phospho-Ppp1R12A (T853) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14974

Artikelnummer: CM0001046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes T853 von PPP1R12A (MYPT1). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Myosin-Phosphatase und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1R12A-T853 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-T853
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4659
GenID	4659
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T853 von humanem PPP1R12A (NP_002471.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14974
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel