

## Anti-Phospho-Raf1 (R259) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04049

Artikelnummer: CM0000442



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch phosphoryliertes Raf1 an Ser259 erkennt. Validiert für WB, IP und ELISA beim Menschen. Ideal für die Erforschung der MAPK-Signalübertragung, Apoptose und onkogenen Transformation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Raf1-S259 Kaninchen pAb                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S259                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                               |
| GenID             | 5894                                                                                                                 |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S259 von humanem Phospho-Raf1-S259 (NP_002871.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                               |
| SWISS             | P04049                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 73kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |