


Anti-Phospho-Ripk1 (S166) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13546

Artikelnummer: CM0001043



Einführung

Anti-Phospho-RIPK1 (S166) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes RIPK1, das an Serin 166 phosphoryliert ist. Ideal für die Forschung zu Zelltod und Entzündungssignalen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RIPK1-S166 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Phospho-RIPK1-S166
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8737
Gen-ID	8737
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S166 von humanem RIPK1 (NP_003795.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13546
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlakku