


Anti-Phospho-Smad3 (S423/S425) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0001513



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMAD3, phosphoryliert an Position S423/S425. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der TGF-beta-Signalgebung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad3-S423/S425 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Phospho-Smad3-S423/S425
Art	Mensch
Gen-ID	4088 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Phosphopeptid, das Reste um S423/S425 von menschlichem SMAD3 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84022
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel