


Anti-Phospho-Src-Y529 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0000793



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Src an Tyrosin 529 für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Krebs, Zelladhäsion und Knochenresorption.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Src-Y529 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Spezies	Human
GeneID (Human)	6714
GeneID	6714
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y529 von humanem Src.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12931
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel