

Anti-Phospho-Stat3-S727 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0001553



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für STAT3, das an Ser727 phosphoryliert ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der STAT3-Signalübertragung bei Entzündungen, Zellzyklus und T-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Phospho-STAT3-S727 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APRF; Phospho-STAT3-S727
Spezies	Human
Gen-ID	6774
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S727 von humanem STAT3 (P40763)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel