


Anti-Phospho-Stat5-Y694 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Artikelnummer: CM0001026



Einführung

Phospho-STAT5-Y694 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt phosphoryliertes STAT5A/STAT5B bei Y694, entscheidend für Zytokin-Signalisierung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT5-Y694 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Phospho-STAT5-Y694
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6776/6777
GenID	6776/6777
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y694 von menschlichem STAT5 (NP_003143.2/NP_036580.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42229/P51692
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel