

Anti-Phospho-Syk-Y323 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P43405

Artikelnummer: CM0001609



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper, spezifisch für menschliches Syk phosphoryliert an Tyr323. Validiert für Western Blot und ELISA; detektiert eine 72 kDa Bande. Keine Kreuzreaktion mit anderen Spezies. Geeignet für Forschung zu B-Zell-Signalgebung und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Syk-Y323 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6850
GenID	6850
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y323 von menschlichem Syk (NP_003168.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43405
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel