

Anti-Phospho-Tau (S396) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10636

Artikelnummer: CM0001451



Einführung

Phospho-Tau (S396) Kaninchen monoklonaler Antikörper zur Detektion von phosphoryliertem Tau-Protein, validiert in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, geeignet für die Neurodegenerationsforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Tau-S396 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S396
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4137
GenID	4137
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S396 von menschlichem Tau (NP_005901.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10636
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel