


Anti-Phospho-Tifa-T9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Cg3

Artikelnummer: CM0001178



Einführung

Phospho-TIFA-T9 Kaninchen mAb erkennt phosphoryliertes TIFA an Thr-9 in menschlichen Proben. Geeignet für WB und ELISA, ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und NF-κB-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-TIFA-T9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T2BP; T6BP; TIFAA; Phospho-TIFA-T9
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	92610
GeneID	92610
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96CG3
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel