

Anti-Phospho-Vangl2 (S79/S82/S84) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UIk5

Artikelnummer: CM0001294



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes VANGL2 an den Serinen 79, 82 und 84. Validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit menschlichen und Ratten-Proben. Geeignet für die Untersuchung der planaren Zellpolarität und Entwicklungsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-VANGL2-S79/S82/S84 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-S79/S82/S84
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57216
GenID	57216
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S79/S82/S84 des menschlichen VANGL2 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9ULK5
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel