

## Anti-Phospho-Vasp-S157 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0000791



### Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen VASP (Phospho-S157) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. VASP reguliert die Aktindynamik, die Thrombozytenaggregation und die Zellmigration. Ideal für die Zytoskelett- und Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-VASP-S157 Kaninchen pAb                                                   |
| Bemerkungen/Alias | VASP; Phospho-VASP-S157                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 7408                                                                              |
| GenID             | 7408                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S157 von menschlichem VASP (NP_003361.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                         |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                               |
| SWISS             | P50552                                                                            |
| Proteingewicht    | 40kDa                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                         |