

Anti-Phospho-Vegf-Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35968

Artikelnummer: CM0000760



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Y1175 von VEGFR2/KDR. Valid für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Angiogenese- und Krebs-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-VEGF-Rezeptor 2-Y1175 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLK1, CD309, VEGFR, VEGFR2, Phospho-VEGF-Rezeptor 2-Y1175
Spezies	Human
Gen-ID	3791
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1175 des humanen VEGF-Rezeptors 2 (NP_002244.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35968
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel