


Anti-Phospholamban-(PLN)-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P26678

Artikelnummer: CM0021750



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Phospholamban (PLN) für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Richtet sich gegen einen wichtigen Regulator der kardialen Calciumhomöostase und Kontraktilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5350
GeneID	5350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-52 des humanen PLN (NP_002658.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P26678
Proteingewicht	6 kDa
Versand	Kühlakku