


Anti-Pi3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19957

Artikelnummer: CM0028262



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PI3 (Elafin, SKALP, ESI). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Elastase-Hemmung und entzündlicher Hauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PI3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESI; WAP3; SKALP; WFDC14; Cementoin; PI3
Spezies	Mensch
Gen-ID	5266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-117 von humanem PI3 (NP_002629.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19957
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel