

Anti-Pikfyve Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2I7

Artikelnummer: CM0025162



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches PIKFYVE, das einzige Enzym zur Synthese von PI(3,5)P2. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu endosomaler Dynamik, lysosomalem Transport und SARS-CoV-2-Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PIKFYVE Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Spezies	Mensch
Gen-ID	200576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 269-545 des menschlichen PIKFYVE (NP_055855.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2I7
Proteinmolekulargewicht	237 kDa
Versand	Eisbeutel