

Monoklonaler Anti-Pkr/Eif2Ak2-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Artikelnummer: CM0002728



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PKR/EIF2AK2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in humanen Proben. Erkennt die interferoninduzierte doppelsträngige RNA-aktivierte Kinase, die an der angeborenen antiviralen Immunität beteiligt ist. Geeignet für Forschung zu viralen Infektionen und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKR/EIF2AK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5610
GenID	5610
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-551 von humanem PKR/EIF2AK2 (P19525).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19525
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel