

Anti-Pla2G2D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Artikelnummer: CM0026103

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLA2G2D (SPLASH), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der entzündungshemmenden und immunregulatorischen Rolle der sekretorischen Phospholipase A2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G2D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Spezies	Human
GeneID (Human)	26279
GeneID	26279
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-145 von humanem PLA2G2D (NP_036532.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNK4
Protein-Gewicht	17kDa
Versand	Eistasche