


Anti-Pla2G7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13093

Artikelnummer: CM0029337



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PLA2G7 (LP-PLA2, PAF-AH) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Entzündungen, oxidativem Stress und Lipidstoffwechsel in der Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7941
Gen-ID	7941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 172-441 von humanem PLA2G7 (NP_005075.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13093
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel