


Polyklonaler Antikörper Gegen Plazentare Alkalische Phosphatase (Plap) Für Wb, Ip, Elisa - P05187

Artikelnummer: CM0019462



Einführung

CamelBio liefert einen polyklonalen Kaninchenantikörper gegen die humane plazentare alkalische Phosphatase (PLAP), geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA-Anwendungen in der Plazentabiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Plazentare alkalische Phosphatase (PLAP) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Plazentare alkalische Phosphatase (PLAP)
Art	Mensch
GenID (Mensch)	250
GenID	250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 260-460 der humanen plazentaren alkalischen Phosphatase (PLAP) (NP_001623.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05187
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel