

Anti-Plb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P1J6

Artikelnummer: CM0015820

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PLB1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von ~163 kDa. Geeignet für die Lipidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLB; PLB/LIP; PLB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	151056
Gen-ID	151056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1110-1415 von humanem PLB1 (NP_694566.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6P1J6
Proteingewicht	163kDa
Versand	Eistasche