


Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Plc-Gamma-1 (Plcg1) Für Wb, Elisa - P19174

Artikelnummer: CM0012266



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-PLCG1-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes PLCγ1 in humanen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Signaltransduktion und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC-Gamma-1-(PLCG1)-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5335
GeneID	5335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 710-832 des humanen PLC-Gamma-1 (PLCG1) (P19174) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19174
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Kühlakku