

Anti-Plcb2 (Plc-Beta-2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00722

Artikelnummer: CM0029623



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PLCB2 (PLC-beta-2) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Erkennt eine 134 kDa-Bande in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung der GPCR-Signalisierung und der Phospholipase-C-Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLC-beta-2; PLCB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5330
GenID	5330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-199 von humanem PLCB2 (NP_004564.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00722
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel