

Anti-Pmepa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q969W9

Artikelnummer: CM0015462

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PMEPA1 (TMEPAI) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von TGF-Beta-Signalwegen und der Regulation von Androgenrezeptoren in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMEPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STAG1; TMEPAI; PMEPA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	56937 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 173-252 von humanem PMEPA1 (NP_954638.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969W9
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel