

Anti-Pml Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Artikelnummer: CM0024152



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PML-Protein, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. PML ist ein Gerüstprotein von nukleären Körperchen, das an Tumorsuppression, Apoptose und antiviraler Abwehr beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PML Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
Spezies	Human
GeneID (Human)	5371
GeneID	5371
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 571-611 von humanem PML (NP_150241.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29590
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel