


Anti-Pms2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P54278

Artikelnummer: CM0013463



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die menschliche PMS2-Fehlerpaarungsreparatur-Endonuklease, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit murine PMS2. Ideal für die Krebs- und DNA-Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PMS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC54; PMS2CL; S2
Spezies	Mensch
GenID	5395
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 390-670 von menschlichem PMS2 (NP_000526.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54278
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eispackung