

Anti-Podoplanin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YI7

Artikelnummer: CM0021869



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Podoplanin (Aggrus/Gp36), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellmigration, lymphatischer Entwicklung und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Podoplanin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10630
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 99-199 von menschlichem Podoplanin (NP_006465.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YL7
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel