

Anti-Poglut1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbl1

Artikelnummer: CM0022848



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes POGLUT1 (Rumi, CLP46), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Notch-Signalübertragung, Glykosylierung und Muskelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	POGLUT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELCL1; LGMDR21; POGLUT1
Spezies	Mensch
Gen-ID	56983
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 160-280 des humanen POGLUT1 (NP_689518.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8NBL1
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel