

Anti-Pole4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nr33

Artikelnummer: CM0023859

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes POLE4, eine Untereinheit der DNA-Polymerase Epsilon, die an DNA-Replikation und -Reparatur beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Chromatin-Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLE4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	POLE4; YHHQ1; p12; DNA-Polymerase-Epsilon-Untereinheit 4
Spezies	Mensch
Gen-ID	56655
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem POLE4 (NP_063949.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NR33
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eispackung