


Anti-Polr2A (N-Terminal) Kaninchen-Mak Für Wb, Ip, Chip, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0002675



Einführung

Hochwertiger Anti-POLR2A (N-terminal) Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP, ChIP und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die RNA-Polymerase-II-Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2A (N-terminal) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N-terminal)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5430
GenID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 550-650 von menschlichem POLR2A NP_000928.1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217 kDa
Versand	Eisbeutel