

Anti-Pomc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01189

Artikelnummer: CM0027594



Einführung

Anti-POMC-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ziel ist Pro-Opiomelanocortin, ein Vorläufer von Hypophysenhormonen, die am Energiegleichgewicht und der Stressreaktion beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POMC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LPH; MSH; NPP; POC; ACTH; CLIP; OBABRH; POMC
Spezies	Human
Gen-ID	5443
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem POMC entspricht (NP_000930.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01189
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel