


Anti-Pomp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y244

Artikelnummer: CM0029773



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POMP, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zur Proteasomreifung, Chaperonforschung und Proteinabbauanalyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POMP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UMP1; PRAAS2; HSPC014; C13orf12; PNAS-110; POMP
Spezies	Human
GeneID (Human)	51371
GeneID	51371
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-141 von humanem POMP (NP_057016.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y244
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel