


Anti-Pon1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27169

Artikelnummer: CM0026336



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Serum-Paraoxonase/Arylesterase 1 (PON1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Organophosphat-Entgiftung und Atherosklerose-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PON1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ESA; PON; MVCD5; PON1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5444
GenID	5444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-150 des menschlichen PON1 (NP_000437.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27169
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel