

Anti-Pot1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nux5

Artikelnummer: CM0015814



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen POT1, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem POT1, einer Komponente des Shelterin-Komplexes, die für die Regulation und den Schutz der Telomerlänge essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GLM9; CMM10; HPOT1; POT1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25913
GeneID	25913
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 497-634 des humanen POT1 (NP_056265.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NUX5
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku