

Anti-Pp1 Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Artikelnummer: CM0012829

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PP1 beta (PPP1CB) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Wesentlich für Zellteilung, Glykogenstoffwechsel und MAPK-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP1 beta Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5500
GenID	5500
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-327 von humanem PP1 beta (NP_002700.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62140
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel