

Anti-Ppm1F Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49593

Artikelnummer: CM0015897

Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPM1F (CaM-Kinase-Phosphatase), geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für Apoptose- und Zellsignalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1F Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9647
GeneID	9647
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-190 von humanem PPM1F (NP_055449.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49593
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Kühltasche