

Anti-Ppm1J Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Jr12

Artikelnummer: CM0018296

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPM1J (PP2C-zeta) für WB und ELISA. Validiert mit rekombinantem Immunogen. Kreuzreaktiv mit Maus. UniProt Q5JR12. Ideal für die Forschung an Protein-Phosphatase 1J, einer Ser/Thr-Phosphatase, die an der zellulären Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1J polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
Spezies	Human
GeneID	333926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 130-260 des humanen PPM1J (NP_005158.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5JR12
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel