

Anti-Ppp1Ca-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Artikelnummer: CM0018989



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PPP1CA (PP1alpha-katalytische Untereinheit) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. MW 38 kDa. Ideal für die Forschung an Phosphatase-Signalwegen und dem MAPK-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PPP1CA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
Spezies	Mensch
Gen-ID	5499 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-330 von humanem PPP1CA (NP_002699.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62136
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel