

Anti-Ppp1R12B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60237

Artikelnummer: CM0019990

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PPP1R12B (MYPT2), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem PPP1R12B; ideal zur Untersuchung der Regulation der Myosinphosphatase und der Organisation des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R12B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4660
GeneID	4660
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 660-930 des humanen PPP1R12B (NP_002472.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60237
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Kühlakku